

# KERN 366-86

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 5 kg, Blok, gietijzer gelakt

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 g
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	59,512
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	704,2254

## Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	150×75×84 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Blok

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×75×84 mm
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-643
-------------------------------------	---------