

KERN 366-87

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 10 kg, Blok, gietijzer gelakt

KERN



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 g
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	119,024
Testgewicht - volume (cm ³)	1408,4507

Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	190×95×109 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Blok

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×95×109 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-644
-------------------------------------	---------