

# KERN 366-88

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 20 kg, Blok, gietijzer gelakt

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 g
Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	238,048
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2816,9014

## Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	230×115×139 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Blok

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×115×139 mm
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-645
-------------------------------------	---------