

# KERN 366-89

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 50 kg, Blok, gietijzer gelakt



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 g
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	595,12
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	7042,2535

## Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	310×155×192 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Blok

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×155×192 mm
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-646
-------------------------------------	---------