

KERN 366-91

KERN

Poids individuel, Classe OIML M3, 100 g, Cylindre, fonte laquée

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML M3

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	50 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	100 g
Poid de contrôle OIML classe	M3
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	1,1902
Poid de contrôle - volume (cm ³)	14,0845

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	31×22 mm
Matériau	fonte laquée
Forme poid	Cylindre

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	31×31×22 mm
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-637
--	---------