

# KERN 366-91

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Cilinder, gietijzer gelakt

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

Meetsysteem	
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,1902
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	14,0845

Ontwerp	
Afmetingen (Ø×H)	31×22 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Cilinder

Verpakking & verzending	
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	31×31×22 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-637