

# KERN 366-92

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 200 g, Cilinder, gietijzer gelakt

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	2,3805
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	28,169

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	39×28 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Cilinder

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	39×39×28 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-638
-------------------------------------	---------