

KERN 366-93

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 500 g, Knop, gietijzer gelakt



Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individuele gewichten |
| Productgroep | OIML M3 |

Meetsysteem

| | |
|---|---------|
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 250 mg |
| Testgewicht - nominale waarde | 500 g |
| Testgewicht OIML klasse | M3 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 5,9512 |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 70,4225 |

Ontwerp

| | |
|------------------|------------------|
| Afmetingen (Ø×H) | 46×68 mm |
| Materiaal | gietijzer gelakt |
| Bouwworm gewicht | Knop |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 46×46×68 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,50 kg |
| Verzendgewicht | 0,5 kg |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-639 |
|-------------------------------------|---------|