

KERN 366-94

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 1 kg, Knop, gietijzer gelakt



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	11,9024
Testgewicht - volume (cm ³)	140,8451

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	55×87 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×87 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-641
-------------------------------------	---------