

KERN 367-03



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 5 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	16 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,012
Testgewicht - volume (cm ³)	0,5952

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	8×14 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×14 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-633
-------------------------------------	---------

Piktogramme