

# KERN 367-04



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 10 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	20 mg
Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0241
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	1,1905

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	10×17,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×17 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-634
-------------------------------------	---------

## Piktogramme