

KERN 367-08

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,4819
Testgewicht - volume (cm ³)	23,8095

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	28×47 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×47 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-638
-------------------------------------	---------

Piktogramme