

# KERN 367-09



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	59,5238

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	38×62 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×62 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-639
-------------------------------------	---------

## Piktogramme