

# KERN 367-11



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	2,4093
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	119,0476

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×80 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-641
-------------------------------------	---------

## Piktogramme