

# KERN 367-12



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML M3

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g
Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	4,8186
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	238,0952

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	60×100 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×100 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-642
-------------------------------------	---------

## Piktogramme