

KERN 440-A01

KERN

Haak voor wegingen onder het weegplateau van hangende lasten, en tijd, achteraf te bevestigen



Categorie

| | |
|------------------|-------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschalen |
| Productgroep | Haak |

Ontwerp

| | |
|-----------|--------|
| Materiaal | metaal |
|-----------|--------|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 55×20×3 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,20 kg |
| Verzendgewicht | 0,2 kg |

Piktogramme

STANDARD

