

KERN AC 01R

Pince pointu pour tests de traction et de déchirement jusqu'à 50 N, envergure 22 mm, filetage : M6



Catégorie

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produit | Instruments de mesure |
| Groupe de produit | Pinces |

Forme de construction

| | |
|----------|-------|
| Matériau | acier |
|----------|-------|

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 150×100×10 mm |
| Poids net env. | 0,25 kg |
| Poids brut env. | 0,25 kg |
| Poids d'expédition | 0,225 kg |

Piktogramme

STANDARD

