

KERN AC 08R

Plaque de compression pour tests de compression jusqu'à 5 kN (p. ex. matière plastique), \varnothing 49 mm, filetage intérieur : M10



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Instruments de mesure
Groupe de produit	Kit de pression

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	50×50×25 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	50×50×25 mm
Matériau	acier

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	150×100×10 mm
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,17 kg

Piktogramme

STANDARD

