

# KERN AC 08

**KERN**

Plaque de compression pour tests de compression jusqu'à 5 kN (p. ex. matière plastique),  $\varnothing$  49 mm, filetage intérieur : M10



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Instruments de mesure
Groupe de produit	Kit de pression

## Forme de construction

Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	150×100×25 mm
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,34 kg

## Piktogramme

### STANDARD

