

KERN AC 46

KERN

Platte, rechthoekige houder voor het meten van rug, borstomvang of arm tot 1 kN, schroefdraad: M6



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetinstrumenten
Productgroep	Klemmen

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	120×50×28 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	120×50×28 mm
Materiaal	aluminium
Materiaal behuizing	aluminium

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×50×28 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg

Piktogramme

STANDARD

