

KERN AC 47

KERN

Dispositif rond pour la mesure ponctuelle de la force musculaire, sur l'épaule par exemple jusqu'à 1 kN, filetage intérieur : M6



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Instruments de mesure
Groupe de produit	Pinces

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	80×80×25 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	80×80×25 mm
Matériau	aluminium
Matériau boîtier	aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	80×80×25 mm
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg

Piktogramme

STANDARD

