

# KERN AC 47

# KERN

Ronde houder voor het meten van bepaalde spierpartijen, zoals de schouders tot 1 kN, binnenschroefdraad: M6



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetinstrumenten
Productgroep	Klemmen

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	80×80×25 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	80×80×25 mm
Materiaal	aluminium
Materiaal behuizing	aluminium

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×25 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg

## Piktogramme

### STANDARD

