

KERN AHMO D03



Testblok type D/DC, nauwkeurigheid ≥ 4 HL, $\varnothing 90$ mm (± 1 mm),
nettogewicht ca. 2,7 kg, hardheidsbereik 630 ± 40 HL



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetinstrumenten
Productgroep	Platen

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×90×52 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	90×90×52 mm
Materiaal	staal

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	90×90×52 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,71 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-132
---------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD

