

KERN ALT-A02

KERN

Jeu de détermination de la densité des matières liquides et solides avec une densité $\leq/\geq 1$, uniquement pour les modèles avec lecture [d] = 0,001 g



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Kit de détermination de la densité

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	390×290×135 mm
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	3,1 kg

Piktogramme

STANDARD

