

KERN ATU-US01

Ultrasone sonde aluminium;

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetinstrumenten
Productgroep	Sonde

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	57×35×35 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×20 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,0565 kg

Piktogramme

STANDARD

