

# KERN CE RR20

# KERN

Scharnierkop met M20×1,5-schroefdraad, roestvrij staal, alleen passend voor modellen met nominale belasting 2500–5000 kg



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetinstrumenten
Productgroep	Scharnierkop

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal
-----------	-----------------

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

## Piktogramme

### STANDARD

