

KERN CFS-A01

Interfacekabel RS-232 Kabellengte 1,5 m



Categorie

| | |
|------------------|-------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschalen |
| Productgroep | Kabel |

Ontwerp

| | |
|-------------|-------|
| Kabellengte | 1,5 m |
|-------------|-------|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 250×100×40 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,10 kg |
| Verzendgewicht | 0,2 kg |

Piktogramme