

# KERN CM 150-1N

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

# KERN



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Zakweegschalen

## Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	0,1 g
Weegbereik [Max]	150 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,2 g
Reproducibilidad	0,1 g
Linearisatie	± 0,2 g
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	1.500
Tarrabereik	150 g
Eenheden	g tl (Tw) tol
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	100 g (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	100 g

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	12 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	85×130×25 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	70×80 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterij oplaadtijd	33 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

## Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	205×136×32 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

# KERN CM 150-1N



Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

