

KERN CR 2500-1Q1

Dynamomètres an inox

KERN



Homologation

Sigle CE ✓

Forme de construction

Dimensions (Ø×H) 82×44 mm

Matériau acier inox

Longueur de câble 10 m

Fonctions

Protection IP - dispositif complet IP68

Conditions environnementales

Température ambiante [Min] -50 °C

Température ambiante [Max] 70 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d

Mode de livraison Service de colis

Dimensions emballage (L×P×H) 250×155×60 mm

Poids net env. 1,2 kg

Poids brut env. 1,2 kg

Poids d'expédition 1,096 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression) 961-265V

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Mesurer la force des cellules

Système de mesure	
Portée [Max]	2500 kg
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	1000e
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Capteur OIML classe	C1
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,002 mV/V
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée - erreur combinée	0,05%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	800 O
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	700 O
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MO
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	10 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	15 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	30 O
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	5 O
Directions de force	compression