

# KERN DAB-A01.

# KERN

Temperatuurkalibratieset bestaande uit meetsensor en afleeseenheid



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Temperatuurkalibratieset

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	145×71×35 mm
Materiaal	kunststoffen

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	175×110×55 mm
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,26 kg

## Piktogramme

### STANDARD

