

# KERN DS-A01

Kit de pesée sous la balance, comprenant plateforme, étrier, crochet, uniquement pour modèles avec plateau 308×318×75 mm



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Pesage sous la balance

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	340×330×60 mm
Poids net env.	2,0 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

## Piktogramme

### STANDARD

