

# KERN EHA 500-2

# KERN

Het compacte allroundmodel met robuust edelstalen weegplateau voor laboratoria, de industrie en leerbedrijven



Talen voor gebruikersinterfaces      Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×160×50 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	105 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	10 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	100 mg
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	50.000

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 600 mA
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Batterij	2×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	70 h

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Schoolweegschaal

Meetsysteem	
Af leesbaarheid [d]	0,01 g
Weegbereik [Max]	500 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,03 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	60 g
Reproducibilidad	0,03 g
Linearisatie	± 0,03 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	50.000
Tarrabereik	500 g
Eenheden	g gn dwt ct oz
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 g (F2); 500 g (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	200 g; 500 g

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm cijferhoogte	22 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	75×32 mm

# KERN EHA 500-2



Het compacte allroundmodel met robuust edelstalen weegplateau voor laboratoria, de industrie en leerbedrijven

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	245×204×76 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,75 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

