

KERN EMB 1200-1

KERN

Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produit	Balances scolaires

Système de mesure

Lecture [d]	0,1 g
Portée [Max]	1200 g
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,5 g
Reproductibilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	12.000
Plage de tare	1200 g
Unités de mesure	g dwt oz
Unité pré-réglée	g
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	30 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	1 kg

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	16 mm
Écran rétroéclairage	non
Écran taille	58×18 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	170×245×39 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	150 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	plastique

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	2
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Pesage de charges suspendues	Crochet
Protection IP - dispositif complet	-

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 300 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	50 h
Pile	9 V bloc
Pile temps de chargement	40 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	204×267×70 mm
Poids net env.	0,55 kg
Poids brut env.	0,70 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
---	---------

KERN EMB 1200-1



Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée

Numéro d'article pour étalonnage
DAkks 963-127

Numéro d'article pour certificat de
conformité 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

