

KERN EOB-A02B

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 1000 mm



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Statiefs

Ontwerp

Statief hoogte	1000 mm
----------------	---------

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1015×430×155 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	13,5 kg

Piktogramme

STANDARD

