

KERN FS TKZ

KERN

Transportkoffer voor accessoires. Knopvulling in deksel en bodem, kunststof, antraciet



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetinstrumenten
Productgroep	Analoog/digitaal-omzetter

Ontwerp

Materiaal	kunststoffen
-----------	--------------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	280×185×90 mm
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Piktogramme