

KERN HO-A08

KERN

Banc d'essai pour mouvements d'essai reproductibles



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Instruments de mesure
Groupe de produit	Divers

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	200×200×332 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	200×200×332 mm
Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

Fonctions

Mesure à 360° possible	✓
Fonction statistique	✓
Fonction mémoire	✓

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	320×320×440 mm
Poids net env.	9 kg
Poids brut env.	9 kg
Poids d'expédition	9 kg

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

imlab



www.imlab.eu - info@imlab.eu



+33(0)3 20 55 19 11



+32(0)16 73 55 72