

# KERN KFN-A01

Gegevensinterface RS-232 inclusief interfacekabel

# KERN



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Kabel

## Ontwerp

Kabellengte	1,5 m
-------------	-------

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	16×53×135 mm
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,154 kg

## Piktogramme

### STANDARD

