


# KERN KIB-A13



Mémoire alibi: archivage électronique des résultats de pesée



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Modules d'interface

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	10×10×10 mm
--------------------	-------------

## Fonctions

Interfaces	Mémoire alibi (en option, factory)
------------	------------------------------------

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-20 °C
Température ambiante [Max]	60 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	65×60×100 mm
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

