


# KERN KIB-A13



Alibigeheugen: elektronische opslag van weegresultaten



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Interfacemodules

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	10×10×10 mm
--------------------	-------------

## Functies

Interfaces	Alibigeheugen (optionele, factory)
------------	------------------------------------

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×60×100 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

