

KERN MAP 80K1

KERN

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen



Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	367x285x100 mm
Afmetingen transportcontainer (BxDxH)	350x265x85 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,1 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3091

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-102K
---------------------------------------	----------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Handkrachtmeter

Meetsysteem

Aflesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	80 kg
Eenheden	kg lb
Aanbevolen justergewicht	40 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	40 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	12 mm
---------------------	-------

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min
---	-------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	CR2450
Batterij oplaadtijd	53 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------