

KERN MBC-A01

KERN

Mechanische lengtemeetlat ter bevestiging aan de weegschaal, meetbereik 10 cm–80 cm, deling 1 mm



Verzendgewicht 4,5 kg

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Lengtemeetlatten

Meetsysteem

Aflesbaarheid lengte [d]	1 mm
Meetbereik lengte [Max]	80 cm
Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Linearisatie	±
Eenheden	inch inch/ft cm
Meetbereik lengtemeetlat (cm)	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring volgens 93/42/EEG (med.)	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	900×465×180 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	180×890×140 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg