

# KERN MBD 20K-2S05

# KERN

Pèse-bébé ergonomique optimisé avec grande surface de pesée



## Fonctions

Fonction de tare	manuellement (une fois & plusieurs fois)
------------------	--

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Pile
Pile	2×1.5 V AAA
Pile temps de chargement	20 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	480×654×885 mm
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	30 kg

## Services

Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
--	---------

## Piktogramme

## STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances médicales
Groupe de produit	Pèse-bébés

## Système de mesure

Lecture [d]	10 g
Portée [Max]	15 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,05 kg
Reproductibilité	0,01 kg
Linéarité	± 0,05 kg
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	1.500
Plage de tare	15 kg
Unités de mesure	kg lb
Unité prééglée	kg
Temps de préchauffage	10 min

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran hauteur de chiffres	30 mm
Écran rétroéclairage	oui
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	597×350×74 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	650×350×55 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	597×350×74 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	560×225 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	plastique