

KERN MBD 20K-2S05

KERN

Ergonomisch geoptimaliseerde babyweegschaal met groot oppervlak



Functies

Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
---------------	--

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterij oplaadtijd	20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	480×654×885 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	30 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Babyweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	10 g
Weegbereik [Max]	15 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,05 kg
Reproducibilidad	0,01 kg
Linearisatie	± 0,05 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	1.500
Tarrabereik	15 kg
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	30 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	597×350×74 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×350×55 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	597×350×74 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	560×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof