

KERN MCB 300K100M

KERN

Mobiele stoelweegschaal met vier zwenkwielen en ijk- en medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Scherms

Scherms cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	210x110x50 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH)	465x530x410 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	647x860x910 mm
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	380x360 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal displaybhuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	FOB-A08
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Stoelweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	300 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,1 kg
Goedkeuring volgens 93/42/EEG (med.)	✓

KERN MCB 300K100M



Mobiele stoelweegschaal met vier zwenkwielen en ijk- en medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek

Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	50 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	914×690×1050 mm
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	40 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-129
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

