

KERN MCD 300K-1

KERN

Mobiele stoelweegschaal in ergonomisch verbeterde uitvoering voor veilig en comfortabel wegen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Stoelweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	300 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	299,9 kg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	200×130×60 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	500×360×370 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	625×990×985 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	390×360 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal displaybhuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal plateau	Kunststoffen

Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 3, 5, 15, 30 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Hold-functie	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	40 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1080×690×1080 mm
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	32 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN MCD 300K-1



Mobiele stoelweegschaal in ergonomisch verbeterde uitvoering voor veilig en comfortabel wegen

Piktogramme

STANDARD

