

# KERN MCN 200K-1M

# KERN

Mobiele integreerbare stoelweegschaal voor draadloze overdracht van de weeggegevens naar EMR- of EHR-systemen



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Stoelweegschalen

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	250 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	2.500
Tarrabereik	250 kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	250 kg (M1)
Weegcel type	DMS

Approval	
CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓

Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,1 kg
Goedkeuring volgens 93/42/EEG (med.)	✓

Scherm	
Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm grootte	100×40 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	210×54×100 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	502×380×410 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	625×990×985 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	390×360 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal displaybhuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Kabellengte	1,8 m
Afleesinrichting kabellengte	1,8 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	6
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off selecteerbaar 3, 5, 15, 30 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off selecteerbaar 3, 5, 15, 30 min
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Hold-functie	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Interfaces	RS-232 (optioneel) Bluetooth (optionele) WiFi standaard Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Device (optionele) KUP

# KERN MCN 200K-1M



Mobiele integreerbare stoelweegschaal voor draadloze overdracht van de weeggegevens naar EMR- of EHR-systemen

Bescherming IP - complete unit	IP54
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	IP65

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	20 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1080×690×1080 mm
Nettogewicht ca.	24 kg
Verzendgewicht	161 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-129
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

