

KERN MGC 100K-1S05

KERN

Le classique robuste pour la détermination rapide du poids



Matériau boîtier	acier, laqué
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	plastique

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	470×315×565 mm
Poids net env.	16 kg
Poids brut env.	18 kg

Services

Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
--	---------

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances médicales
Groupe de produit	Pèse-personnes

Système de mesure

Lecture [d]	1000 g
Portée [Max]	150 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,5 kg
Reproductibilité	1 kg
Linéarité	± 2 kg
Système de pesée	Balance mécanique
Résolution	150
Unités de mesure	kg
Unité pré-réglée	kg
Temps de stabilisation	1,5 s
Temps de préchauffage	10 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement impossible
Poids de réglage recommandé	100 kg (M1)

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	8 mm
---------------------------	------

Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	265×265×70 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	285×425×85 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	265×265 mm