

KERN MGC 100K-1S05

KERN

De robuuste klassieker om snel het lichaamsgewicht vast te leggen



Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×315×565 mm
Nettogewicht ca.	16 kg
Brutogewicht ca.	18 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Badkamerweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	1000 g
Weegbereik [Max]	150 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 kg
Reproducibilidad	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Weegsysteem	Mechanische balans
Resolutie	150
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	1,5 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Aanbevolen justergewicht	100 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	8 mm
---------------------	------

Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	265×265×70 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	285×425×85 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	265×265 mm