

KERN MGD 100K-1S05

KERN

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Badkamerweegschalen

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	180 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Reproducibilidad	1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	1.800
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm cijferhoogte	40 mm

Ontwerp	
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×300×19 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×300×19 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×300 mm
Materiaal weegoppervlak	glas

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×330×160 mm
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3091

Diensten	
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD

