

KERN MGD 200K-1LS05

KERN

Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale



Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries 1 min

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni Pile
Pile temps de chargement 100 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min] 5 %
Humidité atmosphérique [Max] 80 %
Température ambiante [Min] -10 °C
Température ambiante [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d
Mode de livraison Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H) 410×352×215 mm
Poids net env. 10 kg
Poids brut env. 16 kg

Services

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque KERN
Catégorie de produit Balances médicales
Groupe de produit Pèse-personnes

Système de mesure

Lecture [d] 100 g
Portée [Max] 250 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max] 1,35 kg
Tolérance (% de [Max]) 0,5%
Reproductibilité 1,35 kg
Linéarité ± 1,35 kg
Système de pesée Jauge de contrainte
Résolution 2.500
Unités de mesure kg lb
Unité pré-réglée kg
Temps de stabilisation 2 s
Temps de préchauffage 10 min
Possibilités d'ajustage Ajustement impossible

Homologation

Sigle CE ✓

Écran

Écran hauteur de chiffres 50 mm

Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) 380×330×27 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) 380×330×27 mm
Dimensions surface de pesée (L×P) 380×330 mm